

PCR mikrozkušavky tenkostěnné v proužku | SSI

Samostatné stripy mikrozkušavek a plochých nebo vydutých víček

- Homogenní ultra tenká stěna (pouze 0,20 mm ve srovnání s 0,25 mm většiny standardních PCR zkumavek) pro rychlý a rovnoměrný přenos tepla
- Vysoká průhlednost použitého polypropylenu umožňuje snadnou kontrolu obsahu
- Medicinálně čistý polypropylen zaručuje nulovou hodnotu pozadí při použití pro "real time" PCR
- Bílé stěny mikrozkušavek zvyšují fluorescenční odrazy a snižují tak detekční limit
- Plochá, opticky čirá víčka pro "real time" qPCR
- Bez DNA, DNáz, RNáz, endotoxinů a PCR inhibitorů

Technické parametry

Materiál:	medicinálně čistý PP odpovídající požadavkům FDA
Objem standardních mikrozkušavek:	0,2 ml
Objem "low profile" mikrozkušavek:	0,1 ml
Síla stěny:	0,20 mm
Vnitřní průměr hrdla:	5,33 mm
Vnější průměr mikrozkušavek:	6,35 mm
Výška standardních mikrozkušavek:	20,83 mm
Výška "low profile" mikrozkušavek:	15,24 mm



PCR mikrozkušavky tenkostěnné v proužku bez víček

Proužek PCR mikrozkušavek bez víček

Samostatné mikrozkušavky v proužku po 8 nebo 12

Popis	Typ mikrozkušavek	Objem (ml)	Barva	Balení	Katalogové číslo
Proužek po 8	standardní	0,2	čirá	125 proužků	U311100.N
Proužek po 8	standardní	0,2	modrá	125 proužků	U311100.M
Proužek po 8	standardní	0,2	zelená	125 proužků	U311100.Z
Proužek po 8	standardní	0,2	červená	125 proužků	U311100.R

Proužek po 8	standardní	0,2	žlutá	125 proužků	U311100.Y
Proužek po 8	standardní	0,2	bílá	125 proužků	U311100.B
Proužek po 8	"Low profile"	0,1	čirá	125 proužků	U314000.N
Proužek po 8	"Low profile"	0,1	bílá	125 proužků	U314000.B
Proužek po 12	standardní	0,2	čirá	80 proužků	U311300.N
Proužek po 12	standardní	0,2	modrá	80 proužků	U311300.M
Proužek po 12	standardní	0,2	zelená	80 proužků	U311300.Z
Proužek po 12	standardní	0,2	červená	80 proužků	U311300.R
Proužek po 12	standardní	0,2	žlutá	80 proužků	U311300.Y
Proužek po 12	standardní	0,2	bílá	80 proužků	U311300.B



Strip 8 čirých PCR mikrozkuvek



Stripy 8 čirých PCR mikrozkuvek



Strip 8 "low profile" PCR mikrozkuvek

Proužek víček pro PCR mikrozkuvky

Víčka pro PCR mikrozkuvky v proužku po 8 nebo 12

- Plochá opticky čirá, nebo vydutá víčka

Popis	Typ víčka	Barva	Balení	Katalogové číslo
Proužek po 8	Ploché	čirá	125 proužků	U310500
Proužek po 8	Vyduté	čirá	125 proužků	U310200.N
Proužek po 8	Vyduté	modrá	125 proužků	U310200.M
Proužek po 8	Vyduté	zelená	125 proužků	U310200.Z
Proužek po 8	Vyduté	červená	125 proužků	U310200.R

Proužek po 8	Vyduté	žlutá	125 proužků	U310200.Y
Proužek po 12	Ploché	čirá	80 proužků	U310600
Proužek po 12	Vyduté	čirá	80 proužků	U310300.N
Proužek po 12	Vyduté	modrá	80 proužků	U310300.M
Proužek po 12	Vyduté	zelená	80 proužků	U310300.Z
Proužek po 12	Vyduté	červená	80 proužků	U310300.R
Proužek po 12	Vyduté	žlutá	80 proužků	U310300.Y


*bezbarvá, opticky čirá víčka



Strip 8 čirých plochých víček



Strip 8 čirých vydutých víček



Strip 12 čirých vydutých víček

Sada proužků PCR mikrozkušavek a proužků vydutých víček

Komplet proužků standardních mikrozkušavek v kombinaci s proužky vydutých víček

- Proužky standardních mikrozkušavek po 8 nebo 12 v kombinaci s proužky plochých nebo vydutých víček
- Proužky "low profile" mikrozkušavek s proužky plochých víček

Popis	Typ mikrozkušavek	Objem (ml)	Barva	Balení	Katalogové číslo
Proužek po 8	standardní	0,2	čirá	125 sad	U313100.N
Proužek po 8	standardní	0,2	modrá	125 sad	U313100.M
Proužek po 8	standardní	0,2	zelená	125 sad	U313100.Z
Proužek po 8	standardní	0,2	červená	125 sad	U313100.R
Proužek po 8	standardní	0,2	fialová	125 sad	U313100.F
Proužek po 8	standardní	0,2	žlutá	125 sad	U313100.Y
Proužek po 12	standardní	0,2	čirá	80 sad	U313300.N

Proužek po 12	standardní	0,2	modrá	80 sad	U313300.M
Proužek po 12	standardní	0,2	zelená	80 sad	U313300.Z
Proužek po 12	standardní	0,2	červená	80 sad	U313300.R
Proužek po 12	standardní	0,2	fialová	80 sad	U313300.F
Proužek po 12	standardní	0,2	žlutá	80 sad	U313300.Y



Strip 8 standardních a "low profile" mikrozkuvek a vydutá a plochá víčka



Strip 12 standardních mikrozkuvek a vydutých váček

Sada proužků PCR mikrozkuvek a proužků plochých víček

Komplet proužků standardních a "low profile" mikrozkuvek v kombinaci s proužky plochých víček

- Plochá, opticky čirá víčka pro "real time" qPCR

Popis	Typ mikrozkuvek	Objem (ml)	Barva mikrozkuvek	Balení	Katalogové číslo
Proužek po 8	standardní	0,2	čirá	125 sad	U313500.N
Proužek po 8	standardní	0,2	bílá	125 sad	U313500.B
Proužek po 8	"Low profile"	0,1	čirá	125 sad	U314500.N
Proužek po 8	"Low profile"	0,1	bílá	125 sad	U314500.B
Proužek po 12	standardní	0,2	čirá	80 sad	U313600.N
Proužek po 12	standardní	0,2	bílá	80 sad	U313600.B