

### PCR mikrozkušavky v proužku | BRAND

Mikrozkušavky s extra tenkou stěnou určené pro standardní PCR aplikace a real-time qPCR



### Proužek bílých PCR mikrozkušavek po 8 ks

Bílé samostatné 0,2ml PCR mikrozkušavky bez víček v proužku

- Mikrozkušavky určené pro kvantitativní PCR v reálném čase
- Poskytují prokazatelně lepší výsledky při fluorescenční analýze
- Dokonale hladký povrch, bez RNáz, DNáz a DNA

### Technické parametry

Materiál: PP probarvený oxidem titaničitým

| Popis                            | Balení      | Katalogové číslo |
|----------------------------------|-------------|------------------|
| Bílé PCR mikrozkušavky v proužku | 125 proužků | P781325          |

Mikrozkušavky se dodávají bez víček. Víčka nutno objednat samostatně.



### Proužek plochých víček po 8 ks


Opticky čirá víčka pro bílé mikroskopické vložky v proužku

- Pro fluorescenční nebo luminiscentní aplikace a kvantitativní PCR v reálném čase

### Technické parametry

Materiál: dokonale čirý PP

| Popis                                           | Balení      | Katalogové číslo |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Plochá víčka pro mikroskopické vložky v proužku | 125 proužků | P781334          |



### Proužek čirých PCR mikroskopických vložek v proužku po 12 ks

Samostatné 0,2ml PCR mikroskopické vložky bez víček v proužku

### Technické parametry

Materiál: čirý PP

| Popis                                   | Balení     | Katalogové číslo |
|-----------------------------------------|------------|------------------|
| Čiré PCR mikroskopické vložky v proužku | 80 proužků | P781280          |

Mikroskopické vložky se dodávají bez víček. Víčka nutno objednat samostatně.

### Proužek vydutých víček po 12 ks

Víčka pro PCR mikroskopické vložky v proužku po 12 ks

### Technické parametry

Materiál: čirý PP

| Popis | Balení | Katalogové číslo |
|-------|--------|------------------|
|-------|--------|------------------|

|                                                 |            |         |
|-------------------------------------------------|------------|---------|
| Vydutá víčka pro mikroskopické vložky v proužku | 80 proužků | P781290 |
|-------------------------------------------------|------------|---------|