

Pec hybridizační Bambino II™ BOEKEL

Pro snadnou a reprodukovatelnou hybridizaci v 50ml zkumavkách

- Vnitřní stěny z nerez oceli, víko z akrylátového skla
- Digitální nastavení teploty na LCD displeji

Technické parametry

Kapacita :	4 zkumavky typu Falcon 50 ml
Teplotní rozsah:	teplota okolí +10 až +80 °C
Doba ohřevu z teploty okolí na 70°C:	25 min
Řízení teploty:	PID kontrola
Stabilita při 65 °C:	+mn0,1 °C
Rychlost otáčení :	6 až 20 ot/min
Rozměry vnitřní (š x h x v):	150 x 150 x 140 mm
Rozměry vnější (š x h x v):	267 x 254 x 162 mm
Hmotnost:	5,9 kg



www.p-lab.cz

Popis	Katalogové číslo
Hybridizační pec Bambino	C230300