

PEPSIN z prasečího žaludku

Izolovaný z mukózy prasečího žaludku

CAS: 9001-75-6**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

35 000

Bezpeč. věty (GHS):

H334-H335-H315-H319

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 2000 FIP-U/g, pro biochemii	50 g	I 11381
min 2000 FIP-U/g, pro biochemii	100 g	R.KK38.2
min 2000 FIP-U/g, pro biochemii	250 g	R.KK38.3
min 2000 FIP-U/g, pro biochemii	1 kg	R.KK38.4
min 0,5 Ph.Eur.-U/mg, pro biochemii	25 g	R.0230.1
min 0,5 Ph.Eur.-U/mg, pro biochemii	50 g	R.0230.2
min 0,5 Ph.Eur.-U/mg, pro biochemii	250 g	R.0230.3
min 0,5 Ph.Eur.-U/mg, pro biochemii	1 kg	R.0230.4

PEPSIN z prasečího žaludku

Čistota	Balení	Katalogové číslo
1 : 10 000 NF, min 2 Ph.Eur.-U/mg	5 kg	A 10050
1 : 10 000 NF, min 2 Ph.Eur.-U/mg	10 kg	A 10100
1 : 10 000 NF, min 2 Ph.Eur.-U/mg	20 kg	A 10200