

PEPSTATIN A

Silná, vysoce selektivní inhibice pepsinu, reninu, kathepsinu D, chymosinu, proteázy B a retrovirových proteáz. Neinhibuje thiolproteázy, neutrální proteázy a serinové proteázy.

CAS: 26305-03-3**Vzorec:** C₃₄H₆₃N₅O₉**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	685,91
Zásobní roztok:	1 mmol/l (685 µg/ml) v DMSO nebo MeOH
Trvanlivost zás. roztoku:	při -20 °C do 1 měsíce při +4 °C do 1 týdne
Pracovní roztok:	0,5-1 µmol/l

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	5 mg	R.2936.1
min 98 %, pro biochemii	25 mg	R.2936.2
min 98 %, pro biochemii	100 mg	R.2936.3