

PEPTON z kaseinu

Získaný proteolytickým štěpením kaseinu pomocí pankreatického extraktu bohatého na trypsin

CAS: 91079-40-2

- Levný pepton využívaný jako aditivum do živných médií pro produkci toxinů, vakcín, enzymů a biologických produktů

Technické parametry

Teplota skladování: +20 °C

Složení: Celkový obsah dusíku min. 12,5 % pH 6,5-7,5

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R 89861
pro mikrobiologii	1 kg	plast	R 89862
pro mikrobiologii	2,5 kg	plast	R.8986.3
pro mikrobiologii	5 kg	plast	R.8986.4