

PEPTON z masa

Vysoce kvalitní pepton, získaný z tkání zvířat

CAS: 91079-38-8

- Používaný pro tkáňové kultury, fermentace a produkci vakcín

Technické parametry

Složení: Celkový obsah dusíku min. 12 % pH 6,5-7,5

Teplota skladování: +20 °C

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	250 g	plast	R 23661
pro mikrobiologii	500 g	plast	R 23663
pro mikrobiologii	1 kg	plast	R 23662
pro mikrobiologii	2,5 kg	plast	R.2366.4