

PEPTON ze sóji

Zvlášť široké spektrum nutrientů a vysoký obsah karbohydrátů a vitamínů

CAS: 91079-46-8

- Pepton ze sójové mouky, používaný pro kultivační média, fermentaci a produkci vakcín

Technické parametry

Složení: Celkový obsah dusíku min. 9 % pH 6,5-7,5

Teplota skladování: +20 °C



PEPTON ze sóji

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	250 g	plast	R 23651
pro mikrobiologii	500 g	plast	R 23653
pro mikrobiologii	1 kg	plast	R 23652
pro mikrobiologii	2,5 kg	plast	R.2365.4