

PEROXODISÍRAN AMONNÝ

persíran amonný, APS

CAS: 7727-54-0

Vzorec: $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 228,20

Bezp. věty (GHS): H334-H272-H302-H335-H315-H319-H317

PEROXODISÍRAN AMONNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, čistý	1 kg	P 03301
min 98 %, p.a.	1 kg	P 03101

PEROXODISÍRAN AMONNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, p.a., ACS	50 g	R 95923
min 98 %, p.a., ACS	100 g	R 95922
min 98 %, p.a., ACS	500 g	R.9592.5
min 98 %, p.a., ACS	1 kg	R 95921
min 98 %, p.a., ACS	2,5 kg	R.9592.4
min 98 %, extra čistý	500 g	R.9178.3
min 98 %, extra čistý	1 kg	R.9178.1
min 98 %, extra čistý	2,5 kg	R.9178.4
min 98 %, extra čistý	5 kg	R.9178.2