

PEROXODISÍŘAN DRASELNÝ

persíran draselný

CAS: 7727-21-1**Vzorec:** K₂S₂O₈**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	270,33
Hustota:	2,48 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H334-H272-H302-H335-H315-H319-H317

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, extra čistý	500 g	R.6795.2
min 99 %, extra čistý	1 kg	R 67951
min 99 %, extra čistý	5 kg	R.6795.3