

Petriho miska sterilní

Univerzální kulaté sterilní Petriho misky pro mikrobiologii a bakteriologii sterilizována gamma zářením

- K dispozici ve dvou verzích: s větracími otvory pro zajištění optimální výměny plynů a bez větracích otvorů pro dlouhé inkubační časy při teplotě 37 °C
- Misky s výškou 25 mm jsou ideální pro klíčení semen

Technické parametry

Materiál:	PS
Teplotní stabilita:	až 55 °C



Petriho miska sterilní

Průměr (mm)	Výška (mm)	Typ	Balení (ks)	Katalogové číslo
90	14	S větracími otvory	825 (25 × 33)	R.N221.2
90	14	Bez větracích otvorů	825 (25 × 33)	R.TA19.1
55	15	S větracími otvory	1620 (108 × 15)	R.N223.2
55	15	Bez větracích otvorů	1620 (108 × 15)	R.N224.2
90	25	S větracími otvory	500 (50 × 10)	R.NP90.1