

Petriho misky pro adherentní kultury | Sarstedt

Standardní Petriho misky s hydrofilním povrchem pro adherující buňky

- Opticky čirý polystyren, rovné dno vhodné pro mikroskopování
- SUREGrip systém uzavírání pro snížení rizika kontaminace vzorků
- Odvětrávací otvory
- Výstupy pro stohování misek
- Sterilní, bez DNáz, RNáz a DNA, endotoxinů, nepyrogenní, necytotoxické

Technické parametry

Materiál:

PS



Petriho misky pro adherentní kultury

Průměr (mm)	Výška (mm)	Kultivační plocha (cm ²)	Pracovní objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
35	10	8	3	10	R.KKH4.2
35	10	8	3	100	R.KKH4.1
60	15	21	5	10	R.KKH5.2
60	15	21	5	100	R.KKH5.1
100	20	58	13	10	R.KKH6.2
100	20	58	13	100	R.KKH6.1
150	20	152	36	5	R.HPX6.2
150	20	152	36	100	R.HPX6.1