

Petriho misky pro suspenzní kultury | Sarstedt


Sterilní Petriho misky s hydrofobním povrchem pro suspenzní buňky

- Povrch speciálně upraven pro suspenzní kultury (např. buňky lymfoidního původu nebo hybridomové buňky)
- Hydrofobní povrch minimalizuje ztráty buněk při subkultivaci v důsledku nežádoucí mikroadheze
- Opticky čiré, rovné dno vhodné pro mikroskopování
- SUREGrip systém uzavírání pro snížení rizika kontaminace vzorků
- Ventilační výstupky pro usnadnění výměny plynů
- Zarážky v misce i ve víčku pro snadné stohování
- Sterilní, bez DNáz, RNáz a DNA, endotoxinů, nepyrogenní, necytotoxické

Technické parametry

Materiál:

PS



Petriho misky pro suspenzní kultury

Průměr (mm)	Výška (mm)	Kultivační plocha (cm ²)	Pracovní objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
35	10	8	3	10	R.KKH9.2
35	10	8	3	500 (50 x 10)	R.KKH9.1
60	15	21	5	10	R.KKK0.2
60	15	21	5	500 (50 x 10)	R.KKK0.1
100	20	58	13	10	R.KKK1.2
100	20	58	13	300	R.KKK1.1