

pH indikátorové papírky DUOTEST a TRITEST v kotoučku

Papírky pro stanovení pH pomocí dvou nebo tří komplementárních indikačních proužků

- TRITEST L - tři proužky s odělujícími hydrofóbními pruhy, šířka 14 mm
- TRITEST - tři proužky bez odělujících hydrofóbních pruhů, šířka 10 mm
- DUOTEST - dva proužky oddělené bílým hydrofóbním středním pruhem, šířka 10 mm



Typ	Rozsah pH	Rozlišení pH	Délka (m)	Balení (ks)	Katalogové číslo
DUOTEST	1-12	1	5	1	M090301
DUOTEST	1,0-4,3	0,3	5	1	M090302
DUOTEST	3,5-6,8	0,3	5	1	M090303
DUOTEST	5,0-8,0	0,3	5	1	M090304
DUOTEST	7,0-10,0	0,3	5	1	M090305
DUOTEST	9,5-14,0	0,5	5	1	M090306
TRITEST	1-11	1	6	1	M090501
TRITEST L	1-11	1	6	1	M090510