


pH indikátorové papírky PEHANON - proužky

Papírové proužky 11 x 100 mm s 1 indikační ploškou a integrovanou srovnávací škálou

- Obdobný typ jako papírky PHAN
- Pro barevné roztoky



Rozsah pH	Rozlišení pH	Balení (ks)	Katalogové číslo
1-12	1	200	M090401
0,0-1,8	0,2/0,3	200	M090411
1,0-2,8	0,2/0,3	200	M090412
1,8-3,8	0,3	200	M090413
2,8-4,6	0,3	200	M090414
3,8-5,5	0,2/0,3	200	M090415
4,0-9,0	0,5	200	M090424
5,2-6,8	0,2/0,3	200	M090416
6,0-8,1	0,3	200	M090417
7,2-8,8	0,2	200	M090419
8,0-9,7	0,2/0,3	200	M090420
9,5-12,0	0,5	200	M090421
10,5-13,0	0,5	200	M090422
12,0-14,0	0,5	200	M090423