

pH metr kapesní Checker®Plus | HANNA

Lehký digitální pH metr s automatickou kalibrací a výměnnou elektrodou

- Tenká elektroda pro měření ve zkumavkách, kyvetách nebo malých nádobkách, minimalizuje spotřebu pufrů při kalibraci
- Dvoubodová kalibrace s automatickým rozpoznáním pufrů
- Rychlé a přesné měření hodnot pH zobrazované na snadno čitelném LCD displeji
- Snadná výměna elektrody odšroubováním staré a našroubováním nové
- Funkce automatického vypnutí při nečinnosti šetří baterii

Technické parametry

Rozsah:	0,00–14,00 pH
Rozlišení:	0,01 pH
Přesnost:	±0,2 pH
Automatická kalibrace :	dvoubodová, pH 4,01 a 7,01 nebo 7,01 a 10,01
Automatické vypnutí:	po 8 minutách nečinnosti
Baterie:	3 V, 225 mAh, CR2032 Li-ion
Životnost baterie:	přibližně 1000 hod nepřetržitého provozu
Prostředí:	0 až 50 °C, max 95% RH (není vodotěsný)
Rozměry elektrody (Ø x d):	8 x 113 mm
Rozměry s nasazenou elektrodou (š x h x v):	50 x 21 x 174 mm
Hmotnost:	50 g



kapesní pH metr Checker®Plus

Popis	Katalogové číslo
pH metr kapesní Checker®Plus HI98100	H098100
Náhradní pH elektroda HI1271	H001271

pH metr kapesní Checker®Plus dodáváme včetně elektrody HI1271, baterie, dvou sad pufrů pH 4,01/7,01 v sáčku, dvou sáčků čistícího roztoku, plastového kufříku a návodu