

pH metr stolní 3510 a 3520 | COLE-PARMER JENWAY

Digitální pH metry s velkým displejem

- Volitelná citlivost měření pH
- Automatické rozlišení pufrů - 15 přednastavených hodnot nebo vlastní hodnota
- U modelu 3520 možnost automatického měření v nastaveném intervalu
- Model 3520 - pro výzkumnou práci, sofistikované a přesné aplikace, odpovídá protokolům podle GLP a ISO 9000
- Grafický LCD displej umožňuje současné čtení výsledků a pomocných informací
- Model 3510 - pro běžné potřeby analytických laboratoří
- IrDA interface pro připojení tiskárny (pouze model 3520)

Technické parametry

pH rozsah :	-2,000 až +19,999 pH
pH rozlišení:	volitelné 0,001 / 0,01 / 0,1 pH
pH přesnost:	+mn0,003 pH
mV rozsah:	-1 999,9 až +1 999,9 mV
mV rozlišení:	0,1 mV
mV přesnost:	+mn0,2 mV
Rozsah teplot:	-10 až 105 °C
Rozlišení teplot:	0,1 °C
Přesnost teplot:	+mn0,5 °C
Kalibrace:	1, 2 nebo 3 pufrů
Teplotní kompenzace:	automatická (s ATC) nebo manuální 0 až 100 °C
Výstup:	RS232 / analogový 1 mV / IrDA interface pro tiskárnu (pouze model 3520)
Paměť:	32 pozic (model 3510), 512 pozic (model 3520)
Hodiny (pouze model 3520):	24 hodin, hod / min / sec nebo dny v měsíci, měsíc a rok
GLP (pouze model 3520):	interval připomínání kalibrace 1 až 999 hod, alarm, zabezpečené přístupy k datům
Napájení:	síťový zdroj 9 V
Rozměry (š x d x v):	240 x 275 x 150 mm
Hmotnost:	850 g





Sériová / IrDA tiskárna

Popis	Katalogové číslo
pH-metr Jenway 3510	J351201
pH-metr Jenway 3520	J352201
Náhradní teplotní sonda	J027500
Sériová/IrDA tiskárna s kabelem	J037701
Termocitlivý papír do tiskárny	J037702
DataWay PC Software*	J050501

pH-metry dodáváme se skleněnou kombinovanou pH elektrodou (kat. č. J924005), raménkem s držákem na elektrody, teplotní ATC sondou, návodem, kalibračními pufrů v sáčku (1 sáček pH=4, pH=7 a pH=10) a síťovým zdrojem 9 V.

* DataWay PC Software dodáváme na CD-ROM včetně interface kabelu a návodu - umožňuje přenos dat do PC, jejich tabulkové nebo grafické zobrazení a automatický import do MS Excel.