

pH metr/konduktometr kapesní COMBO | HANNA

Pro současné měření pH, vodivosti/salinity a teploty

- Vodotěsný, plave na hladině
- Grafitová vodivostní elektroda
- Indikátor životnosti baterie a stability, funkce HOLD
- Vyměnitelná pH elektroda
- Možnost nastavení teplotního koeficientu a koeficientu přepočtu vodivosti a salinity
- Automatická teplotní kompenzace pH a vodivosti

Technické parametry

Rozsah pH/rozlišení pH:	0,00 až 14,00 pH/0,01 pH
Přesnost pH:	+mn0,05 pH
Přesnost vodivosti/salinita:	+mn2 % měřicího rozsahu
Teplotní rozsah:	0 až 60 °C
Teplotní přesnost:	+mn0,5 °C
Kalibrace pH:	automatická, 1 nebo 2 body
Kalibrace vodivost / salinita:	automatická, 1 bod
Baterie/životnost:	4 x 1,5 V/100 hodin
Podmínky prostředí:	0 až 50 °C až 100 % RH
Rozměry:	40 x 26 x 163 mm
Hmotnost:	85 g



pH metr/konduktometr COMBO

Model	Rozsah vodivosti (μS/cm)	Rozlišení vodivosti (μS/cm)	Rozsah salinity (mg/l)	Rozlišení salinity (mg/l)	Katalogové číslo
Combo I	0 až 3 999	1	0 až 2 000	1	R763171
Combo II	0 až 20 000	10	0 až 10 000	10	R763271
Náhradní pH elektroda pro COMBO	-	-	-	-	R728471