

## pH PUFRY v sáčku

Připravený roztok na jedno použití

- Barevně odlišený potisk pro snadnou identifikaci pH hodnoty pufru
- Roztok pufru ve vzduchotěsném sáčku nepropouštějící světlo
- Množství reagentie obsažené v sáčku je dostatečné pro jednu kalibraci.
- Tabulka hodnot pH při různých teplotách na potisku



pH pufrů v sáčku

## Pufr v sáčku

Roztok kalibračního pufru na jedno použití dodávaný bez certifikátu

## Technické parametry

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Objem:    | 20 ml              |
| Přesnost: | ±0,01 pH při 25 °C |

| Hodnota pH                                     | Balení   | Katalogové číslo |
|------------------------------------------------|----------|------------------|
| 4,01                                           | 25 ks    | R432071          |
| 6,86                                           | 25 ks    | H170006          |
| 7,01                                           | 25 ks    | R432171          |
| 9,18                                           | 25 ks    | H170009          |
| 10,01                                          | 25 ks    | R432271          |
| 4,01 a 7,01<br>sada pro dvoubodovou kalibraci  | 5 + 5 ks | R948071          |
| 7,01 a 10,01<br>sada pro dvoubodovou kalibraci | 5 + 5 ks | R948171          |

## Pufr v sáčku s certifikátem

Roztok kalibračního pufru na jedno použití připravený ve shodě s ISO 3696/BS3978 standardy

## Technické parametry

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Objem:    | 20 ml              |
| Přesnost: | ±0,01 pH při 25 °C |

| Hodnota pH                                     | Balení   | Katalogové číslo |
|------------------------------------------------|----------|------------------|
| 4,01                                           | 25 ks    | R947771          |
| 6,86                                           | 25 ks    | H270006          |
| 7,01                                           | 25 ks    | R947871          |
| 9,18                                           | 25 ks    | H270009          |
| 10,01                                          | 25 ks    | R947971          |
| 4,01 a 7,01<br>sada pro dvoubodovou kalibraci  | 5 + 5 ks | R948271          |
| 7,01 a 10,01<br>sada pro dvoubodovou kalibraci | 5 + 5 ks | R948371          |

## Pufr v sáčku Rotilabo®

- Odpovídají standardům pufrů Národního institutu pro standardy a technologie (NIST) a Národního metrologického institutu Německa (PTB)
- Včetně certifikátu analýzy

## Technické parametry

|              |       |
|--------------|-------|
| Objem sáčku: | 25 ml |
|--------------|-------|

| Hodnota pH | Přesnost | Balení | Katalogové číslo |
|------------|----------|--------|------------------|
| 4,01       | ±0,01    | 20 ks  | R.KAY0.1         |
| 7,00       | ±0,01    | 20 ks  | R.KAY1.1         |
| 10,01      | ±0,02    | 20 ks  | R.KAY2.1         |



Rotilabo pufrý v sáčku