

pH PUFRY v tabletách

Rychle rozpustné tablety k přípravě pufru v 20 ml destilované nebo deionizované vody

Technické parametry

Přesnost:	+mn0,05 pH při 20 °C
Skladování:	v suchu při teplotě 20 °C +mn5 °C
Balení:	v blistrech po 10 ks



pH PUFRY v tabletách

Hodnota pH	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
4	růžová	100	I905051
7	oranžová	100	I905151
10	žlutá	100	I905251