

Pinzeta Delrin

Antistatické pinzety s dobrou odolností vůči chemikáliím

Technické parametry

Materiál:	POM zpevněný uhlíkovými vlákny
Délka :	110 mm
Teplotní odolnost:	90 °C



Pinzeta Delrin

Typ	Špička	Šířka špičky (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	plochá	3,0	1	R331771
2	jemná špičatá	0,3	1	R331871
3	špičatá	1,0	1	R331971
4	zahnutá	2,0	1	R332071