

Pinzeta plastová

Autoklávovatelné pinzety

Technické parametry

Materiál: TPX nebo POM zpevněný skleněným vláknem

Teplota autoklávování: max 121 °C



Pinzeta POM



Pinzeta TPX

Typ	Délka (mm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Tupé	115	žlutá	1	K000500
Tupé	145	žlutá	1	K000501
Tupé	250	žlutá	1	K000503
Špičaté	115	bílá	1	P112805
Špičaté	145	bílá	1	P112810