

Pinzeta potažená teflonem

Pinzety z nerezové potažené vrstvou teflonu

- Nelepivá trvanlivá vrstva teflonu umožňuje práci v korozivních kapalinách
- Pinzety odolné vůči kyselinám, louhům a organickým rozpouštědlům

Technické parametry

Teplotní stabilita: -200 až +260°C

Barva: černá



Pinzeta potažená teflonem

Tupé hroty			Špičaté hroty			Špičaté zahnuté hroty		
Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
115	1	R383061	115	1	R383361	115	1	R383661
130	1	R383161	130	1	R383461	130	1	R383761
145	1	R383261	145	1	R383561	145	1	R383861