

## Pinzeta pro jemnou práci

Autoklárovatelná pinzeta z kvalitní nerezové oceli

- Kvalitní zpracování a tenká špička pro práci s velmi malými objekty

## Technické parametry

Materiál:

Ocel (Remanit 4301)



Pinzeta pro jemnou práci - špičaté rovné hroty



Pinzeta pro jemnou práci - špičaté zahnuté hroty



Pinzeta pro jemnou práci - špičaté vykrojené hroty

| Typ                     | Délka (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|-------------------------|------------|-------------|------------------|
| Špičaté rovné hroty     | 120        | 1           | R.PX37.1         |
| Špičaté zahnuté hroty   | 120        | 1           | R.PX39.1         |
| Špičaté vykrojené hroty | 110        | 1           | R.PX38.1         |