

Pinzeta vakuová | Hirschmann

Akumulátorová vakuová pinzeta určená k manipulaci s lehkými předměty

- Tři velikosti přísavek ve standardním balení

Technické parametry

Maximální hmotnost břemene :	70 g
Průměr přísavek :	3,2/6,0/10,0 mm



Pinzeta vakuová Aspirette

Provedení	Katalogové číslo
Standardní	H901500

Vakuová pinzeta Hirschmann se dodává včetně nabíječky a 3 ks vzduchových filtrů

Náhradní díly

Typ	Balení (ks)	Katalogové číslo
Souprava nástavců s přísavkami	3	H901605
Filtry	5	H901604