

Pipeta dělená sérologická

Krátká pipeta s barevným značením vhodná pro práci v laminárních boxech

- Pipeta s výraznou hnědou graduací
- Náustek vhodný pro vatovou zátku
- Kalibrovaná na výtok

Technické parametry

Materiál: sodnodraselné sklo

Délka : 230 mm



Objem (ml)	Dělení (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	0,1	12	R715771
2	0,1	12	R715871
5	0,1	12	R715971
10	0,1	12	R716071
25	0,2	12	R716171