

Pipeta dělená třídy A s certifikátem šarže | ACADEMY

Technické parametry

Materiál: sodnodraselné sklo



Objem (ml)	Dělení (ml)	Největší přípustná chyba (ml)	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	0,01	0,007	360	1	N111461
2	0,02	0,01	360	1	N111464
5	0,05	0,03	360	1	N111466
10	0,1	0,05	360	1	N111468
20	0,1	0,1	450	1	N111469
25	0,1	0,2	450	1	N111471
50	0,2	0,2	770	1	N111481