

Pipeta dělená třídy AS, úplný výtok, COLOR CODE

Pipeta s barevným označením pro snadné rozlišení objemu

Technické parametry

Materiál:

sodnodraselné sklo



Objem (ml)	Dělení (ml)	Největší přípustná chyba (ml)	Barevný pruh	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	0,01	0,006	žlutý	360	1	L014101
2	0,02	0,010	černý	360	1	L014102
5	0,05	0,030	červený	360	1	L014103
10	0,10	0,050	oranžový	360	1	L014104
20	0,10	0,050	2x žlutý	450	1	L014105
25	0,10	0,100	bílý	450	1	L014106
50	0,10	0,100	2x oranžový	710	1	L014108
100	0,20	0,200	červený	-	1	L014109

*Pozn.: Udávaná délka je pouze orientační.