


Pipeta dělená třídy AS, s pístem

Pipeta s nataveným celoskleněným pístem

- Pro bezpečné pipetování agresivních a nebezpečných kapalin

Technické parametry

Materiál: sodnodraselné sklo



Pipeta dělená třída AS s pístem

Objem (ml)	Dělení (ml)	Největší přípustná chyba (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,5	0,01	0,01	1	L963718
1	0,01	0,01	1	L963001
2	0,02	0,02	1	L963002
5	0,05	0,05	1	L963005
10	0,10	0,10	1	L963010
20	0,10	0,20	1	L963020
25	0,10	0,20	1	L963025