

Pipeta nedělená třídy AS, COLOR CODE

Pipeta s barevným značením pro snadné rozlišení objemu

- Pipeta se vyměřuje na vylitý objem a označuje se "Ex+15 s"
- Rozšířené provedení s jednou ryskou

Technické parametry

Materiál:

sodnodraselné sklo



Objem (ml)	Největší přípustná chyba (ml)	Barevný pruh	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	0,008	modrý	325	1	L011101
2	0,010	oranžový	350	1	L011102
3	0,010	černý	350	1	L011152
5	0,015	bílý	410	1	L011103
10	0,020	červený	450	1	L011104
15	0,020	zelený	520	1	L011154
20	0,030	žlutý	520	1	L011105
25	0,030	modrý	530	1	L011106
30	0,030	černý	530	1	L011107
40	0,030	bílý	550	1	L011157
50	0,050	červený	550	1	L011108
75	0,050	zelený	580	1	L011158
100	0,080	žlutý	600	1	L011109
200	0,100	modrý	-	1	L011111

*Pozn.: Udávaná délka je pouze orientační.