

Pipeta sérologická sterilní | NEST

Jednorázové sterilní pipety s výbornou přesností

- Snadno čitelná standardní i reverzní stupnice
- Zátka z polyolefinových vláken pro snížení kontaminace
- Barevné označení pipet podle mezinárodních norem pro snadnou identifikaci
- Pipety jsou standardně baleny jednotlivě v obalu papír-plast, je možné objednat i balení plast-plast, vyžádejte si nabídku
- Bez DNáz/RNáz, nepyrogenní, sterilizované E-paprskem ($SAL=10^{-6}$)
- Splňují normu ISO 9001 a ISO 13485

Technické parametry

Materiál:

vysoce transparentní PS





Objem (ml)	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	280	500	N324001
2	280	400	N325001
5	340	200	N326001
10	339	200	N327001
25	309	200	N328001
50	344	100	N329001
100	345	50	N329501