


Pipeta sérologická jednorázová sterilní | SYNTESYS

Sterilní sérologické pipety na jedno použití, s vatovou zátkou, graduované


- Sterilní nepyrogenní pipety bez endotoxinů vyrobené z opticky čirého biologicky inertního PS
- Jednotlivě balené pipety ve snadno odtrhávatelem obalu typu papír/plast

Technické parametry


Materiál:	PS
Přesnost:	cca 3 %
Délka :	272 mm
Balení:	jednotlivě nebo hromadně po 25 kusech




Sérologická pipeta 1 ml graduovaná



Sérologická pipeta 2 ml graduovaná



Sérologická pipeta 5 ml graduovaná



Sérologická pipeta 10 ml graduovaná



Sérologická pipeta 25 ml graduovaná



Sérologická pipeta 50 ml graduovaná



Sérologická pipeta 100 ml graduovaná

Objem (ml)	Typ balení	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	Jednotlivě	1000	S323205
2	Jednotlivě	1000	S323225
5	po 25 ks	500	S323250
50	Jednotlivě	90	S357550