

Pipetovací nástavec ACCU-JET S | BRAND

Zdokonalený lehký a mimořádně vyvážený akumulátorový nástavec

- Nastavitelná rychlost umožňuje bezproblémovou práci s pipetami malých objemů
- LED kontrolka upozorní na vyčerpanou kapacitu akumulátoru
- Univerzální silikonový adaptér pro pipety od 0,1 do 200 ml
- Rychlost nasávání a vypouštění v rámci zvoleného rozsahu regulovaná tlakem na ovládací knoflíky
- Praktický tvar umožňuje postavit nástavec na stůl s nasazenou pipetou - ochrana před kontaminací
- Ventilek v hlavě nástavce pro vypouštění nasátých par nebezpečných tekutin
- Membránový hydrofobní filtr 0,2 μm a bezpečnostní zpětný ventil
- Inteligentní nabíječka zabrání přebíjení baterií, po nabití přepne do pulsního dlouhodobého nabíjecího režimu
- Možnost pokračování v práci i během nabíjení
- Silikonový adaptér, tělo adaptéru a filter lze autoklávovat

Technické parametry

Pracovní teplota:	10 až 40 °C
Maximální rychlost nasávání:	25 ml za 3 vteřiny
Napájení:	akumulátorové baterie na 8 hod provozu
Doba nabíjení:	4 hod do plného nabití



Pipetovací nástavec ACCU-JET S černý



Pipetovací nástavec ACCU-JET S fialový



Pipetovací nástavec ACCU-JET S modrý



Pipetovací nástavec ACCU-JET S tyrkysový



Pipetovací nástavec ACCU-JET S

Popis	Barva	Katalogové číslo
Pipetovací nástavec ACCU-JET S	černá	P026350
Pipetovací nástavec ACCU-JET S	fialová	P026351
Pipetovací nástavec ACCU-JET S	tyrkysová	P026352
Pipetovací nástavec ACCU-JET S	modrá	P026353

Dodává se včetně nabíječky, držáku na zeď a dvou náhradních sterilních membránových filtrů 0,2 µm.

Příslušenství a náhradní části

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Filtr pro pipety třídy A 3,0 µm	1	P026052
Náhradní sterilní filtr 0,2 µm	1	P026530
Náhradní silikonový adaptér se zpětným ventilem pro pipety	1	P026508
Náhradní NiMH-Akku blok 2,4 V	1	P026630