

Pipetovací nástavec MAKRO | BRAND

Nástavec pro pipetování se všemi pipetami od 0,1 ml do 200 ml.

- Hydrofobní PTFE membránový filtr chrání nástavec proti vniknutí kapaliny
- Speciální systém ventilů pro snadné ovládání a přesné nastavení menisku
- Kompletně autoklárovatelný (max 121 °C)
- Dodává se s náhradním membránovým filtrem

Technické parametry

Kapacita balónku:

cca 50 ml



Pipetovací nástavec MAKRO



Pipetovací nástavec MAKRO

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Pipetovací nástavec MAKRO	šedá	1	P026100.N
Pipetovací nástavec MAKRO	modrá	1	P026100.M
Pipetovací nástavec MAKRO	zelená	1	P026100.Z
Pipetovací nástavec MAKRO	červená	1	P026100.R

Příslušenství

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Náhradní membránový PTFE filtr 3 µm	1	P026052