

Pipetovací nástavec mechanický | SOCOREX

Manuální nástavec Profiller™ manual 437 pro pipetování s pipetami do 100 ml

- Lehký a snadno ovladatelný bezúdržbový nástavec
- Robustní a ergonomický tvar s velkou kapacitou balónku
- Citlivé ovládání tlačítka pro nastavení pipetovaného objemu
- Hydrofobní PTFE membránový filtr pro ochranu před vzdušnou kontaminací

Technické parametry

Tvar balónku:	oválný
Barva balónku:	modrá



Pipetovací nástavec mechanický Profiller™ manual 437



Pipetovací nástavec mechanický Profiller™ manual 437

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Manuální nástavec Profiller™ manual 437	1	S435100
Membránový PTFE filtr 0,45 µm	5	S322447
Náhradní silikonový adaptér pro pipety	1	S143502