

Pipetovací nástavec RF1000 | HEATHROW SCIENTIFIC

Manuální nástavec fungující na principu pipetovacího balónku

- Lehký, snadno ovladatelný jednou rukou
- Ovládání pomocí silikonového držadla a tlačítka - stisknutím tlačítka směrem dopředu se kapalina nasaje, stisknutím zpět se dávkuje
- Centrální tlačítko slouží pro vytlačení zbytkové kapaliny v pipetě
- Vhodný pro skleněné i plastové pipety o objemu 1 až 100 ml
- Hydrofóbní PTFE membránový filtr pro ochranu před kontaminací

Technické parametry

Rozměry:	180 x 45 x 120 mm
Průměr filtru :	25 mm
Porozita filtru:	0,45 µm



Pipetovací nástavec RF1000



Pipetovací nástavec RF1000

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Pipetovací nástavec RF1000	1	U100021
Membránový PTFE filtr 0,45 µm	5	U500021

Pipetovací nástavec dodáváme včetně 1 kusu PTFE membránového filtru.