

Ploténka topná CultureTemp™ 37 °C | BEL-ART

Pro krátkodobé uchovávání buněčných kultur v miskách, nebo kultivačních lahvičkách, mimo prostor inkubátoru

- Uniformní teplota po celé ploše vyhřívané ploténky
- Pevně nastavená teplota ploténky na 37 °C, teplotu nelze měnit
- Displej zobrazující aktuální teplotu, nebo odpočítávaný čas
- Ploténka pro kontinuální provoz bez časového spínače
- Polypropylenová konstrukce ploténky odolná UV záření germicidní lampy
- Nastavitelný časový signál (stopky) 1 až 15 min

Technické parametry

Teplota ploténky:	37 °C
Vyhřívaná plocha:	17,8 x 20,3 cm
Materiál ploténky:	anodizovaný hliník
Příkon:	22 W
Napájení:	síťový zdroj 12 V
Rozměry (š x h x v):	254 x 249 x 57 mm



Ploténka topná CultureTemp™ 37°C

Popis	Katalogové číslo
Topná ploténka CultureTemp™	A370151