

Ploténka topná sklokeramická REC | VELP

Digitální topná ploténka s bílou keramickou deskou

- Přesná teplotní regulace řízená mikroprocesorem
- Oddělený regulační panel zvyšuje bezpečnost provozu
- Keramický povrch zaručuje vynikající chemickou odolnost a snadné čištění
- Bílý povrch usnadňuje sledování barevných změn

Technické parametry

Rozměr topné desky:	180 x 180 mm
Maximální teplota:	550 °C
Příkon:	780 W
Napájení:	230V, 50 Hz
Rozměry (š x h x v):	203 x 344 x 94 mm
Hmotnost:	2,7 kg



Ploténka topná sklokeramická REC

Popis	Katalogové číslo
Sklokeramická ploténka REC	X207081