

Počítadlo kolonií eCount

Ruční tužková počítacka kolonií

- Lehký a vyvážený design pro bezproblémové dlouhodobé používání
- Kontrola každé započítané kolonie akustickým nebo optickým signálem
- Volba přičítání nebo odečítání kolonií
- Paměť pro max. 32 hodnot, součet všech jednotlivých hodnot
- Po vypnutí funkce počítání lze použít jako popisovač
- Po sejmutí jednoho z víček lze použít i popisovače Sharpie™

Technické parametry

Napájení: 3 V baterie CR 1220

Rozměry: 30 x 30 x 160 mm



Popis	Katalogové číslo
Počítadlo kolonií eCount™	I140841
Náhradní pera (12 ks)	I140941
Náhradní pera Sharpie™ (sada 8 barevných oboustranných popisovačů)	I708551