

Počítadlo krevního diferenciálu | ASSISTENT

Nová vylepšená verze počítadel pro hematologická vyšetření

- Barevný TFT displej
- Vyměnitelné popisky kláves
- Možnost korekce posledního stisku
- Uložení posledního počítání na zařízení

Technické parametry

Rozměry (š x d x v):	130 x 235 x 35 mm
Displej:	Barevný TFT displej 3,5"
Počítací klávesy AC 10:	At Ly, My Bl, Met My, Myelo, Normo, Lym, Seg, Mono, Plas, Tox Gr
Počítací klávesy AC 15:	At Ly, My Bl, Met My, Myelo, Normo, Lym, Seg, Mono, Plas, Tox Gr, Stab, Eos, Baso, Div/Reti, Div/Ery
Program:	Leuko, Myelo/RBC, Retikulo + libovolný program
Funkční klávesy:	On/Off, Program, OK, Chyba/Vyčistit, Počítací metoda
Počítací maximum:	1000
Přenos dat:	USB mini
Napájení:	USB adaptér 5 V DC / 300 mA a dobíjecí baterie (externí USB power banka)
Rozměry (š x h x v):	130 x 235 x 35 mm



Počítadlo krevního diferenciálu AC 15



Počítadlo krevního diferenciálu AC 10

Model	Katalogové číslo
AC 10	H434510
AC 15	H434515