

Podložka korková pod baňky

Podložka pod baňky s kulatým dnem

Technické parametry

Materiál: lisovaný korek

Výška: 30 mm



Podložka korková pod baňky

Pro baňky (ml)	Vnější průměr (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	80	30	5	R811131
250 - 500	110	60	5	R811231
500 - 1 000	140	90	5	R811331
1 000 - 2 000	170	120	5	R811431
2 000 - 4 000	210	150	2	R811531
4 000 - 6 000	240	180	2	R811631