


Podložka laboratorní silikonová

S kovovými vložkami, slouží k ochraně pracovní plochy před nečistotami, tekutinami a opotřebením

- Podložka má kovové vložky pro pohodlné odložení magnetických předmětů jako jsou magnetická míchadla apod.
- Snadné čištění: lze jí buď otřít standardními dezinfekčními prostředky nebo umýt v myčce na nádobí
- Autoklávatelná max. 15 minut při teplotě 121° C
- Podložka nabízí velkou pracovní plochu, je protiskluzová a tlumí zvuk
- Vhodná pro použití s přístroji jako jsou centrifugy, míchačky, varné desky atd.
- Zvýšený okraj podložky dokáže zachytit až 300 ml rozlité tekutiny
- Oboustranná
- Podložka není odolná vůči organickým rozpouštědlům, olejům, koncentrovaným kyselinám a zředěnému hydroxidu sodnému

Technické parametry

Materiál:	silikon FDA
Rozměry (š x h x v):	600 x 350 x 2 mm
Teplotní rozsah:	-50 až +200 °C
Chemická odolnost:	středně oxidující chemikálie a koncentrovaný hydroxid sodný



Podložka silikonová

Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Žlutá / modro-šedý design	1	R.HNH0.1
Fialová / fialovo-šedý design	1	R.HNH1.1
Modrá / bílá	1	R.HYN8.1