

Podložka pracovní

Ochrana pracovní plochy - vrstva celulózy rychle absorbuje vše rozlité a vrstva polyetylenu zabrání znečištění chráněné plochy.

Technické parametry

Podložka LAB-TOP Macherey-Nagel: standardní vrstva papíru a bílý PE, celková tloušťka 0,22 mm

Podložka Labmate: standardní vrstva papíru, bílý PE

Podložka Labmate Safety: standardní vrstva papíru, oranžový PE - prosvítá mokrou vrstvou celulózy



Pracovní podložka LAB-TOP MN 210 PE



Pracovní podložka Labmate

Typ	Rozměry	Balení	Katalogové číslo
LAB-TOP MN 210 PE	48 x 60 cm	50 archů	M112001
LAB-TOP MN 210 PE	48 x 60 cm	100 archů	M112000
LAB-TOP MN 210 PE	48 cm x 50 m	1 role	M112050
LAB-TOP MN 210 PE	48 cm x 100 m	1 role	M112010
LAB-TOP MN 210 PE	60 cm x 50 m	1 role	M112030
LAB-TOP MN 210 PE	60 cm x 100 m	1 role	M112020
Labmate	50,8 cm x 15,2 m	1 role	A246753
Labmate Safety	50,8 cm x 15,2 m	1 role	A246751