

Podnos - miska hluboká PP

Autoklávovatelná miska použitelná i pro potraviny

- Robustní konstrukce misky/podnosu s výstupky na dně

Technické parametry

Materiál:

bílý PP



Podnos - miska hluboká PP

Celkové rozměry (mm)	Rozměry dna (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
230 x 180	190 x 140	42	1	R172251
310 x 250	250 x 190	65	1	R172451
370 x 310	310 x 250	75	1	R077251
520 x 420	410 x 310	120	1	R077851
634 x 534	530 x 430	140	1	R078251
846 x 648	720 x 520	160	1	R079951