

Podstavec teleskopický se závitovým otvorem

Podstavec pro přišroubování ohebného držáku se závitem

Technické parametry

Materiál plošin:	nerezová ocel
Materiál nůžkové konstrukce:	hliník
Maximální statická nosnost:	30 kg
Závit:	M 10



Rozměry desky (mm)	Nastavitelná výška (mm)	Maximální váha kterou lze zvedat (kg)	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Katalogové číslo
120 x 140	60-243	5	1,37	1	R.YT69.1
130 x 160	60 - 255	7	1,67	1	R.T458.1
200 x 200	60 - 255	7	2,3	1	R.T459.1