

Pohárek čirý PP

Transparentní, netříštivý pohárek se stupnicí

- Biologicky inertní pohárek, bez stop těžkých kovů
- CE certifikát podle 98/79/EC
- Dělení po 1 ml (od objemu 3 ml)
- Nádobky dodáváme bez víčka - víčko nutno objednávat samostatně

Technické parametry

Objem:	30 ml
Materiál:	pohárek - PP, víčko - LDPE
Rozměry:	Průměr dna 27 mm, výška 42 mm



Barevný pohárek

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Pohárek	čirá	3 750	I601342.N
Víčko	bílá	3 750	I601842