

POLYSACHARÓZA 400

Sacharóza-epichlorhydrin kopolymer pro hustotně gradientní centrifugaci během buněčné separace a izolace buněčných organel

CAS: 26873-85-8

Vzorec: $(C_{12}H_{22}O_{11})_n \cdot (C_3H_5ClO)_n$

- Může být využit jako přímá náhrada produktu Ficoll® 400 v běžných protokolech

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 450 000 ±100 000

Teplota skladování: +20 °C

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
BioScience-Grade pro molekulární biologii a biochemii	10 g	plast	R.4668.1
BioScience-Grade pro molekulární biologii a biochemii	25 g	plast	R.4668.2
BioScience-Grade pro molekulární biologii a biochemii	100 g	plast	R.4668.3