

Popisovač na mokré povrchy

Pro psaní na mokrých, mastných a jiných těžko označitelných površích

- Použitelný na mokré štítky, které byly uchovávány ve vodní lázni, v tekutém dusíku nebo v mrazničce při -20 °C
- Spolehlivý při psaní pod jakýmkoli úhlem, na svislých površích a vzhůru nohama
- Vhodné např. pro označení slotů na Southern, Northern a Western blotech
- Na suchý papír píše jako standardní kuličkové pero



Popisovač na mokré povrchy

Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
černá	1	A133820