

PORAFIL® MV | MACHEREY-NAGEL

Nesterilní hydrofilní membrány ze směsi esterů celulózy zesílené polyesterovou tkaninou pro filtraci vodných roztoků

- Polyesterová výztuž nemění filtrační vlastnosti membrány, ale zvyšuje její mechanickou stabilitu
- Filtry s vysokou vazbou pro proteiny, vhodné pro testy kontaminace, lze je autoklávkovat při 121 °C

Technické parametry

Materiál: směsné estery celulózy, polyester

Teplotní stabilita: max 125 °C



Průměr membrány (mm)	Porozita (μm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
13	0,20	50	M652013
13	0,45	50	M654513
13	0,80	50	M658013
25	0,20	50	M652025
25	0,45	50	M654525
25	0,80	50	M658025
47	0,20	50	M652047
47	0,45	50	M654547
47	0,80	50	M658047
50	0,20	50	M652050
50	0,45	50	M654550
50	0,80	50	M658050
90	0,20	25	M652090
90	0,45	25	M654590
90	0,80	25	M658090
100	0,20	25	M652000
100	0,45	25	M654500
100	0,80	25	M658000

142	0,20	25	M652042
142	0,45	25	M654542
142	0,80	25	M658042
220	0,20	25	M652020
220	0,45	25	M654520
220	0,80	25	M658020