

PORAFIL® NC MACHEREY-NAGEL

Nesterilní hydrofilní membrány z nitrátu celulózy pro filtraci vodných roztoků

- Autoklávovatelné filtry se střední vazbou pro proteiny
- Maximální teplota při které lze filtry autoklávovat je 121 °C

Technické parametry

Materiál: nitrát celulózy

Teplotní stabilita: max 125 °C (za sucha)



Průměr membrány (mm)	Porozita (μm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
13	0,20	50	M657213
13	0,45	50	M657413
25	0,20	50	M657225
25	0,45	50	M657425
47	0,20	50	M657247
47	0,45	50	M657447
50	0,20	50	M657250
50	0,45	50	M657450